



よみあげ拡大読書器



よみあげ名人




音声



拡大表示

で

目の不自由な方の読書をサポート



よみとり器にセットした
読みたい本や書類を
音声でよみあげて、
本体の画面に
拡大表示します。



音声

吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとうんと見当がつかぬ。何で



拡大表示

吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとうんと見当がつかぬ。何で



目の不自由な方も
楽に読書ができます。

価格 **198,000円** (税込)

日常生活用具の給付実績があります

よみあげ名人の特長

小型・軽量

3つのボタンで
簡単な操作

15.6インチの
ワイド液晶モニタ

12段階の拡大表示と、
10段階のよみあげ速度



よみあげ拡大読書器

よみあげ名人




音声 と 拡大表示 で



目の不自由な方の 読書をサポート


操作方法

① 読みたいものを
よみとり器に
セットします



② 本体のボタンを
おします

1. 電源ボタンを押します。
2. 下段中央のボタンを押します。
3. 中段右側のボタンを押します。




③ 本体の画面に拡大表示して、
音声でよみあげます



吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとうと見当がつかぬ。何で



吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとうと見当がつかぬ。何で



- | | | | |
|-------|---|-------|--|
| ●表示 | 表示倍率12段階設定機能、表示色10パターン選択機能 | ●重量 | 本体:2.4 kg、よみとり器:1.6kg |
| ●よみあげ | よみあげ速度10段階設定機能、よみあげ音声4種選択機能 | ●保障期間 | 購入後1年間(本体内蔵バッテリーを除きます。) |
| ●電源 | 専用ACアダプタ(リチウムイオンバッテリー) | ●その他 | 読みたいものの書かれた状態によっては、正しくよみあげない場合があります。 |
| ●外形寸法 | 本体:幅357mm×高さ38mm×奥行き258mm、
15.6インチワイド液晶モニタ
よみとり器:幅250mm×高さ40mm×奥行き364mm、最大原稿サイズA4 | | 製品の仕様・価格は予告なく変更する場合があります。
本体とよみとり器の画像はイメージです。 |



日常生活用具の給付実績があります。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ先

 **アイネット株式会社**

TEL

049-256-6870

FAX

049-256-6877

E-mail

info@ainet-jp.net

■東京らくらくデスク 〒356-0006ふじみ野市霞ヶ丘1-2-12-1605
■製造・販売元 〒812-0045福岡市博多区東公園5-18 TEL:092-643-5208 FAX:092-643-5218